



BARLOSEPT H13

Preparat myjąco-dezynfekujący

Zastosowanie i właściwości:

Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, również mających kontakt z żywnością w miejscach użyteczności publicznej i prywatnej oraz obszarze medycznym. **Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze** w obszarze ogólnym oraz działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych w obszarze medycznym. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi i urządzeń stosowanych w gospodarstwach domowych, w miejscach użyteczności publicznej i prywatnej oraz obszarze medycznym (z wyłączeniem wyrobów medycznych) i przemyśle spożywczym, mięsny, rybny, mleczarskim, gastronomii, na bazie aminy czwartorzędowej. Stosowany do dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń, sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem. Do stosowania w szpitalach, domach opieki, hospicjach, szkołach, centrach fitness, restauracjach, kuchniach, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, itp.

Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 7819/19 na obrót produktem biobójczym.

SPOSÓB UŻYCIA

Z powierzchni poddawanych dezynfekcji wstępnie usunąć brud i kurz. Za pomocą mopa, ściereczki lub poprzez zanurzenie rozprowadzić równomiernie produkt o odpowiednim stężeniu. Roztwór roboczy należy przygotować zgodnie z poniższą tabelą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością po osiągnięciu wymaganego czasu dezynfekcji całkowicie spłukać wodą o jakości wody pitnej. W przypadku dezynfekcji dużych powierzchni, typu ściana, podłoga – pozostawić do wyschnięcia. Wentylacja pomieszczeń nie jest wymagana. Stosować w temperaturze 20°C.

Powierzchnie powinny być wilgotne podczas dezynfekcji

	Działanie bakteriobójcze	Działanie grzybobójcze	Działanie bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych	Działanie wirusobójcze
Obszar medyczny	2,5% - 15 minut (warunki czyste)	-	3% - 15 minut (warunki czyste)	4% - 30 minut (warunki czyste)
Obszar ogólny	2,5% - 5 minut (warunki brudne)	4,0% -5,0% - 15 minut (warunki brudne)	3% - 15 minut (warunki brudne)	6% - 120 minut (warunki brudne)

Skład:

Zawiera: chlorek didecylodimetyloamonu, etanoloaminę.

Substancja czynna w 100g produktu: chlorek didecylodimetyloamonu 6,9 g.

Opakowanie:

- 1 L,
- 5 L,
- lub inne uzgodnione z klientem;



P.P.H.U. Barlon
Bartłomiej Osiński
Nowe Miasto 3
09-120 Nowe Miasto
tel./23/ 661 48 60
www.barlon.com.pl



PRODUKT PROFESJONALNY